


Thank you for purchasing a MABIS Digital Thermometer. Please read the following instructions to achieve the most accurate temperatures and safe operation. With proper care and use, your thermometer will provide you with years of reliable readings.

Your thermometer features a comfortable, soft, flexible tip, which conforms to the mouth during temperature readings. It is enhanced with beeper, memory and fever alarm. The following instructions will cover your thermometer's features in further detail.

What is a "Normal" Temperature?

Although the generally accepted "normal" temperature reading is 98.6°F(37.0°C), temperature readings can vary from 97°F(36.1°C) to 99°F(37.2°C) and still may be considered "normal". Variations in temperature can be attributed to activities such as exercise, smoking, eating and drinking. Even time of day may influence your temperature. For example, your temperature is lower in the morning than in the afternoon. Other variations may be due to the location of the temperature reading. While the oral temperature follows the guidelines previously described, a rectal temperature is generally 1.0°F(0.5°C) higher. Conversely, an axillary (under the arm) temperature will be 1.0°F(0.5°C) lower.

Features of Your Digital Thermometer



Cleaning Instructions

Before and after each use, clean the thermometer with a soft cloth and 70% isopropyl alcohol diluted with water, or wash with COLD soapy water. An intact unit can be submerged in water or alcohol. However, do not soak for an extended period of time.

1. The unit must never be sterilized by boiling, gas or steam autoclaves.
2. The use of any other solution or cleaning method beyond the above mentioned may result in reliability problems with the thermometer and void your warranty.

How to Take Your Temperature

NOTE: Measurement time may vary based on the selected site.

1. Clean and disinfect the thermometer according to the instructions provided.
2. Apply a disposable probe cover to the clean, dry thermometer.
3. Determine whether the measurement site will be oral, rectal or underarm.

Switching Dual Scale

NOTE: To change between Celsius and Fahrenheit readings, hold the POWER button down for 2 seconds until the "Lo" with an "M" displays and changes between °F and °C. Press the POWER button again to turn the thermometer off.



Once the desired temperature is selected, press the POWER button (the unit will beep and the backlight will turn on for about 3 seconds) to activate the thermometer. This is the LCD display test, which ensures all parts of the display are functioning properly.



The thermometer will display the last reading taken, followed by a self-test temperature 98.6°F(37.0°C) for about 1 second. The display will show "Lo" with a flashing °F(°C) indicating the thermometer is ready for measurement.




NOTE: If the temperature is less than 89.6°F(32.0°C), the LCD displays "Lo" °F(°C). If the temperature is greater than 110°F(43.0°C), the LCD displays "Hi" °F(°C).

Taking an Oral Temperature

Approximate measurement time: 8-10 seconds

1. Using the diagram on the right, place the probe tip under the tongue as near as possible to the heat pocket. The diagram also shows the temperature variables by not placing the tip in the heat pocket area.



NOTE: Drinking hot or cold fluids, exercising, smoking or performing other activities may raise or lower your temperature. Therefore, it is important to relax for approximately 5 minutes with your mouth closed prior to taking a reading.

2. The current temperature is shown and the °F(°C) will continue to flash during the reading.
3. When the peak temperature has been reached, the backlight will illuminate and the °F(°C) will stop flashing. The thermometer will sound ten long beeps if the temperature is below 100°F(37.8°C). If the temperature is above 100°F(37.8°C) the unit will sound ten sets of three short beeps.
4. To turn the unit off, press the ON/OFF button. The unit will automatically shut off after approximately ten minutes.

NOTE: The mouth must remain closed during the measurement for the most accurate reading. Opening the mouth could result in an extended measurement time and may affect the reading.

Taking an Axillary Temperature (under the arm)

Approximate measurement time: 10-20 seconds

1. Wipe the underarm with a dry towel.
2. Place the probe tip under the arm so the tip is touching the skin with the thermometer perpendicular to the body.
3. Position the arm across the chest so the probe tip is well covered by the arm. This also ensures the probe is not affected by the room's air.
4. When the peak temperature has been reached, the backlight will illuminate and the °F(°C) will stop flashing. The thermometer will sound ten long beeps if the temperature is below 100°F(37.8°C). If the temperature is above 100°F(37.8°C) the unit will sound ten sets of three short beeps.
5. To turn the unit off, press the ON/OFF button. The unit will automatically shut off after approximately ten minutes.

NOTE: Axillary temperatures are generally 1.0°F(0.5°C) lower than oral readings.

Taking a Rectal Temperature

Approximate measurement time: 8 seconds

NOTE: Rectal temperatures are an appropriate and reliable method for infants and small children. Otherwise, this method should only be used when it is impossible or impractical to take an oral or axillary temperature.

1. After applying the disposable probe cover, apply a water-soluble lubricant to the tip; do not use petroleum jelly.
2. Gently insert the probe a MAXIMUM of 1/2" into the rectum.
3. When the peak temperature has been reached, the backlight will illuminate and the °F(°C) will stop flashing. The thermometer will sound ten long beeps if the temperature is below 100°F(37.8°C). If the temperature is above 100°F(37.8°C) the unit will sound ten sets of three short beeps.
4. To turn the unit off, press the ON/OFF button. The unit will automatically power down after approximately ten minutes.

NOTE: Rectal temperatures are generally 1.0°F(0.5°C) higher than oral readings.

Using Disposable Probe Covers

It is recommended to use the enclosed disposable probe covers to prevent cross contamination. Additional probe covers can be purchased from your retailer or with the order form provided.

General Care

1. The thermometer should only be used under the supervision of an adult.
 2. Do not walk, run or talk during temperature taking.
 3. Clean the thermometer before and after each use.
 4. Store the unit in the protective case when not in use.
 5. Do not bite the probe.
 6. Do not store the unit where it will be exposed to direct sunlight, dust or humidity. Avoid extreme temperatures.
 7. Dropping or subjecting your thermometer to strong shocks should be avoided.
 8. Do not attempt to disassemble the unit, except to replace the battery.
 9. If ERR displays and measurement is not attainable, the unit must be replaced.
- NOTE:** Performance of the device may be degraded if: operated outside of stated temperature and humidity range; stored outside of stated temperature and humidity range; thermometer undergoes mechanical shock (drop); patient temperature is below ambient temperature.


Changing the Battery

The battery in your digital thermometer needs to be replaced when the "batt" symbol appears on the top of the display. Replace the battery with a LR1130(AG10) or equivalent.

To replace the battery,

1. Remove the battery cover from the back of the thermometer using a coin or small tool. Twist the cover counter-clockwise and gently pry up.
2. Carefully remove the battery and insert the new battery with the positive (+) side facing up.
3. Replace the battery cover and match up the arrows. Using a coin or small tool, carefully twist the cover clockwise until it stops.

NOTE: Please properly dispose of the battery away from small children and heat.



Specifications

Model: 15-878-000

DISPLAY:	Liquid Crystal Display
DISPLAY RESOLUTION:	0.1°F (0.1°C)
MEASUREMENT RANGE:	90.0°F (32.0°C) – 109.9°F (42.9°C)
ACCURACY:	±0.2°F, 98.0°F – 102.0°F (±0.1°C, 37.0°C – 39.0°C)
AVERAGE MEASUREMENT TIME:	Oral 8-10 seconds. Rectal 8 seconds. Axillary 10-20 seconds
TONE:	Thermometer beeps when activated and deactivated. After the measurement is complete, ten long beeps sound for temperatures under 100°F (37.8°C). Ten sets of three short beeps sound for temperatures above 100°F (37.8°C).
MEMORY:	Displays last measured temperature
BATTERY:	One, LR1130(AG10) or equivalent
BATTERY LIFE:	Approximately 2 years
AUTOMATIC SHUT-OFF:	After approximately 10 minutes
AMBIENT OPERATING TEMPERATURE:	50.0°F to 104.0°F (10.0°C – 40.0°C)
STORAGE TEMPERATURE:	14.0°F – 140.0°F (-10.0°C – 60.0°C)
DIMENSIONS:	4-3/4" x 1-1/4" x 5/8"
WEIGHT:	0.6 ounces (16.2 grams)

Specifications are subject to change without notice. Meets ASTM Standard E1112.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

MABIS Healthcare ("MABIS") guarantees that its MABIS Digital Thermometer will be free from manufacturing defects under normal use for a period of one year from the date of purchase subject to the following terms and conditions.

This warranty covers only normal use, and does not apply to use in any clinical or commercial applications. This warranty does not cover batteries or other power sources that may be provided with or used with the MABIS Digital Thermometer. This warranty is voided if the MABIS Digital Thermometer product is misused or abused in any manner.

If the MABIS Digital Thermometer fails to operate during the duration of the warranty, return it postage prepaid to: MABIS Healthcare, Attn: Repair Department, 1931 Norman Drive South, Waukegan, IL 60085. MABIS will repair or replace the defective unit at the option of MABIS Healthcare. Repair or replacement of the defective unit, at MABIS' option, is the sole remedy under this warranty.

ANY IMPLIED WARRANTIES WHICH THE PURCHASER MAY HAVE ARE LIMITED IN DURATION TO THE TIME THAT THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER OWNS THE PRODUCT. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

This warranty constitutes MABIS' only responsibility and obligation to repair and/or replace materials or components, or refund the purchase price. **MABIS will not be responsible for any indirect, incidental, special, consequential, or punitive damages or other loss**, including, but not limited to, damage to or loss of other property or equipment and personal injuries, whether to purchaser or others. MABIS shall in no event be liable to the purchaser for any amount in excess of the cost of repair and/or replacement of the unit, or the purchase price of the unit. Some states do not allow the exclusive or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

CUT OUT AND MAIL TO:

WARRANTY REGISTRATION DEPARTMENT
1931 NORMAN DRIVE SOUTH
WAUKEGAN, IL 60085

THERMOMETER WARRANTY REGISTRATION

(MUST BE COMPLETED WITHIN 10 DAYS OF PURCHASE)

NAME: _____

ADDRESS: _____

CITY: _____ STATE: _____ ZIP: _____

PURCHASED FROM: _____

CITY: _____ STATE: _____ ZIP: _____

DATE PURCHASED: _____

MODEL PURCHASED: 15-878-000

USER INFORMATION (OPTIONAL)

MALE FEMALE AGE: _____

AGE OF YOUNGEST FAMILY MEMBER

UNDER 6 MONTHS 6 MONTHS - 1 YEAR
 1 - 3 YEARS 3 - 5 YEARS OLDER

PROBE COVER ORDER FORM

CUT OUT AND MAIL TO:

MABIS HEALTHCARE
1931 NORMAN DRIVE SOUTH
WAUKEGAN, IL 60085

Please send _____ packages of disposable probe covers #15-618-000 (100 probes per package). Enclosed is \$5.00 per package plus \$3.00 for shipping and handling for each order.

PAYMENT METHOD (do not send cash): Check Money Order

Please ship to:

NAME: _____

ADDRESS: _____

CITY: _____ STATE: _____ ZIP: _____

PHONE: (____) _____

NOTE: This order form is for shipments within the United States and Canada.

Termómetro Digital con punta flexible y lectura ultra rápida en 8 segundos


Le agradecemos su compra del Termómetro Digital. Sírvase leer las siguientes instrucciones para lograr las temperaturas más exactas posibles y un funcionamiento seguro. Con el debido cuidado y uso, su termómetro le brindará años de uso y lecturas confiables.

Su termómetro tiene una punta cómoda, suave y flexible que se adapta a la boca para la toma de la temperatura. Presenta las siguientes mejoras: un sonido "beep", memoria y alarma indicadora. Las siguientes instrucciones describen las características del termómetro en detalle.

¿Qué es Temperatura "Normal"?

Si bien la temperatura "normal" es de 98.6°F(37.0°C), las lecturas de las temperaturas pueden variar desde los 97°F(36.1°C) hasta los 99°F(37.2°C) y aún así considerarse "normales". Las variaciones en la temperatura pueden atribuirse a distintos factores tales como hacer ejercicio, fumar, comer y beber. Aun la hora del día puede influir en su temperatura. Por ejemplo, la temperatura es más baja por la mañana que por la tarde. Otras variaciones pueden deberse a la ubicación de la lectura de la temperatura. Mientras que la temperatura oral sigue las instrucciones descriptas anteriormente, la temperatura rectal es generalmente 1.0°F(0.5°C) superior. Por el contrario, la temperatura en la axila (debajo del brazo) será 1.0°F(0.5°C) inferior.

Funciones de su Termómetro Digital



Instrucciones de Limpieza

Antes y después de cada uso, limpie el termómetro con un paño suave y 70% alcohol isopropílico diluido con agua, o lávelo con agua jabonosa FRIA. La unidad intacta puede sumergirse en agua o alcohol. Sin embargo, no la sumerja por un tiempo prolongado.

1. Nunca esterilice la unidad en agua hirviendo o autoclaves de vapor o gas.
2. El uso de cualquier otra solución o método de limpieza diferente al mencionado, podrá producir lecturas poco confiables y anulará la garantía.

Cómo Tomar la Temperatura

1. Limpie y desinfecte el termómetro de acuerdo con las instrucciones dadas.
2. Coloque una cubierta desechable para el medidor en el termómetro limpio y seco.
3. Determine si tomará la temperatura en forma oral, rectal o debajo de la axila.

Cambio De Escala Dual

NOTA: Para cambiar entre lecturas Celcius y Fahrenheit, presione el botón POWER [Encendido] durante 2 segundos hasta que en el visor se ve "Lo" con una "M" y cambia entre °F y °C. Presionar nuevamente el botón POWER para apagar el termómetro.

Una vez que se seleccionó la temperatura deseada, presionar el botón POWER (la unidad emitirá un bip y se encenderá la luz posterior por aproximadamente 3 segundos) para activar el termómetro. Esta es la prueba para el visor LCD, que asegura que todas las partes del visor están funcionando correctamente.

El termómetro mostrará la última temperatura que se tomó, seguido de un auto test de temperatura 98.6°F(37.0°C) por aproximadamente 1 segundo. El visor mostrará "Lo" con °F(°C) intermitente que indica que el termómetro está listo para su uso.

NOTA: si la temperatura es inferior a 89.6°F (32.00°C), el visor LCD muestra "Lo" °F (°C). Si la temperatura es superior a 110°F (43.00°), el visor LCD muestra "Hi" °F (°C).

Cómo Tomar la Temperatura Oral


Tiempo de medición aproximado: 8-10 segundos

1. Utilizando el diagrama ubicado a la derecha, coloque la punta del medidor debajo de la lengua lo más cerca posible del espacio sacular de calor. El diagrama también le muestra las variables de temperatura que se producen al no colocar la punta en el área de espacio sacular de calor.

NOTA: La ingestión de líquidos fríos o calientes, los ejercicios físicos, el fumar o realizar otras actividades pueden contribuir a que su temperatura suba o baje. Por lo tanto, es importante descansar aproximadamente 5 minutos con la boca cerrada antes de tomarse la temperatura.

2. Aparece la temperatura actual y el símbolo "°F(°C)" continuará titilando durante la lectura de la temperatura.
3. Cuando se alcanzó la temperatura pico, se enciende la luz posterior y °F (°C) dejará de ser intermitente. El termómetro emitirá diez bips largos si la temperatura es inferior a 100°F (37.8°C). Si la temperatura es superior a 100°F (37.8°C) emitirá diez veces tres bips cortos.
4. Para apagar la unidad, presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO. La unidad se apagará automáticamente después de transcurridos aproximadamente diez minutos.

NOTA: Deberá tener la boca cerrada durante la toma de la temperatura para obtener una lectura más exacta. Al abrir la boca se podría extender el tiempo de lectura y podrá afectar la misma.



Cómo Tomar la Temperatura en la Axila (debajo del brazo)

Tiempo de medición aproximado: 10-20 segundos

1. Seque la axila con una toalla seca.
2. Coloque la punta del medidor debajo del brazo de modo que la punta toque la piel con el termómetro en forma perpendicular al cuerpo.
3. Cuando se alcanza la temperatura máxima el grado °F(°C) parara el destellar si la temperatura esta debajo de 100 grados F(37.8 grados C) el termómetro sonara diez señales largas. Si la temperatura esta sobre 100 grados F(37.8 grados C) la unidad sonara diez señales cortas.
4. When the peak temperature has been reached, the backlight will illuminate and the °F(°C) will stop flashing. The thermometer will sound ten long beeps if the temperature is below 100°F(37.8°C). If the temperature is above 100°F(37.8°C) the unit will sound ten sets of three short beeps.
5. Para apagar la unidad, presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO. La unidad se apagará automáticamente después de transcurridos aproximadamente diez minutos.

NOTA: La temperatura axilar es generalmente 1°F(0.5°C) menor a la temperatura oral.

Cómo Tomar la Temperatura Rectal

Tiempo de medición aproximado: 8 segundos

NOTA: La temperatura rectal es un método apropiado y confiable para bebés y niños pequeños. De lo contrario, este método solo deberá usarse cuando resulte imposible o impráctico tomar la temperatura oral o axilar.

1. Luego de colocar la cubierta desechable del medidor, aplique en la punta un lubricante soluble en agua; do not use petroleum jelly.
2. Inserte suavemente el medidor un MÁXIMO de 1/2 pulgada en el recto.
3. When the peak temperature has been reached, the backlight will illuminate and the °F(°C) will stop flashing. The thermometer will sound ten long beeps if the temperature is below 100°F(37.8°C). If the temperature is above 100°F(37.8°C) the unit will sound ten sets of three short beeps.
4. Para apagar la unidad, presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO. La unidad se apagará automáticamente después de transcurridos aproximadamente nueve minutos.

NOTA: La temperatura rectal es generalmente 1°F(°C) mayor a la temperatura oral.


Cómo Usar las Cubiertas Desechables del Medidor

Se recomienda usar las cubiertas desechables para medidor incluidas aquí para evitar la contaminación. Puede comprar más cubiertas desechables para medidor a un Distribuidor o con el formulario de pedido adjunto.

Cuidado General

1. Siempre utilice el termómetro con la supervisión de un adulto.
2. No camine, corra o hable durante la toma de la temperatura.
3. Limpie el termómetro antes y después de cada uso.
4. Guarde la unidad en el estuche protector cuando no la utilice.
5. No muerda el medidor.
6. No exponga la unidad a la luz del sol directa, polvo o humedad. Evite las temperaturas extremas.
7. Evite dejar caer el termómetro o los grandes golpes.
8. No intente desarmar la unidad, excepto para cambiar la batería.
9. Si aparece ERR en el visor y no se obtiene una medida, deberá reemplazar la unidad.

NOTA: El desempeño de este dispositivo puede verse afectado si: se opera fuera de los niveles de temperatura y humedad recomendados, si se almacena bajo niveles de temperatura y humedad fuera de los recomendados, si el termómetro se somete a un golpe mecánico (se lo deja caer), si la temperatura del paciente está por debajo de la temperatura ambiente.



Cómo Cambiar la Batería

Deberá cambiar la batería del termómetro digital cuando los números y el símbolo "■■■■" aparezca en el centro del visor. Reemplazar la batería por una LR1130 (AG10) o equivalente. Para reemplazar la batería:

1. Quitar la cubierta de la batería en la parte posterior del termómetro utilizando una moneda o herramienta pequeña. Girar la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj y levantar suavemente. 2. Quite la batería utilizando una herramienta de punta no metálica y coloque la nueva batería con el signo negativo (-) hacia lado trasero de la unidad.
3. Deslice con cuidado la tapa de la batería hasta que quede en su lugar y asegúrese de que ésta quede bien ajustada para evitar que entre humedad en el compartimiento.

NOTA: Deshágase de la batería de modo que quede lejos de los niños o del calor. Modelo: 15-878-000

Especificaciones

VISOR:	Visor de Cristal Líquido
RESOLUCIÓN DEL VISOR:	0.1°F (0.1°C)
EXTENSIÓN DE TEMPERATURA:	90°F (32.0°C) – 109.9°F (42.9°C)
EXACTITUD:	±0.2°F, 98.0°F – 102.0°F (±0.1°C, 37.0°C – 39.0°C)
EL TIEMPO MEDIANO DE LA MEDIDA:	Oral 8-10 segundos. Rectal 8 segundos. Axillary 10-20 segundos
TONO:	El termómetro sona cuando acativó y deactivated. Después que la medida sea completa, diez largos sonidos suenan para temperaturas bajo de 100°F (37.8°C). Diez sonidos cortos suenan para temperatures sobre de 100°F (37.8°C).
MEMORIA:	Exhibe la última medida de temperatura
BATERÍA:	Una batería de LR1130(AG10) equivalente
DURACIÓN DE LA BATERÍA:	Aproximadamente 24 meses
APAGADO AUTOMÁTICO:	Después de aproximadamente 10 minutos
EL AMBIENTE LA TEMPERATURA QUE OPERA:	50.0°F a 104.0°F (10.0°C a 40.0°C)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	14.0°F – 140.0°F (-10.0°C – 60.0°C)
DIMENSIONES:	4-3/4" x 1-1/4" x 5/8"
PESO:	0.6 onzas (16.2 gramos)

Las especificaciones están sujetas a cambio sin pr vio aviso. Cumple con las normas ASTM E1112.

#MT-C19 04/08

©2008 MABIS Healthcare

GARANTÍA LIMITADA VITALICIA

El garante garantiza que su Termómetro Digital estará libre de defectos de fábrica en condiciones normales de uso durante el tiempo en que el comprador original tenga el producto en su poder.

Esta garantía cubre solamente el uso normal y no cubre el uso en aplicaciones clínicas o comerciales. Esta garantía no cubre baterías u otras fuentes de potencia que se suministren o usen con el Termómetro Digital. Esta garantía carece de validez si el Termómetro Digital es sometido a malos tratos o abusos de cualquier manera.

Si el Termómetro Digital dejara de funcionar durante el tiempo en que esté en posesión del comprador original, el mismo deberá enviarlo, con timbre pre-pago a: Repair Department (Departamento Reparaciones), 1931 Norman Drive South, Waukegan, IL 60085. El garante reparará o reemplazará la unidad defectuosa, a criterio del garante. La reparación o reemplazo de la unidad defectuosa, a criterio del garante, es el único recurso que ofrece esta garantía.

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE EL COMPRADOR PUEDA TENER SE LIMITA EN DURACIÓN AL TIEMPO EN QUE EL COMPRADOR ORIGINAL TENGA EL PRODUCTO EN SU PODER. Algunos estados no permiten limitaciones sobre el tiempo de duración de una garantía implícita, de manera que la limitación citada puede no aplicarse en su caso.

Esta garantía constituye la única responsabilidad y obligación del garante de reparar y/o cambiar materiales o componentes, o reintegrar el precio de compra. El garante no será responsable por los daños indirectos, incidentales, especiales, consecuentes o punitivos u otras pérdidas, incluyendo sin limitación, daños o pérdidas de otros bienes o equipos y lesiones personales, ya sea al comprador o a otros. El garante no será de ninguna manera responsable frente al comprador por cualquier monto que supere el costo de reparación y/o cambio de la unidad, o el precio de compra de la misma. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, de manera que la limitación o exclusión citadas pueden no aplicarse en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es probable que además goce de otros derechos, los cuales varían según el estado.

CORTE Y ENVÍE POR CORREO A:
WARRANTY REGISTRATION DEPARTMENT
1931 NORMAN DRIVE SOUTH
WAUKEGAN, IL 60085

FORMA DE REGISTRO PARA GARANTÍA DEL TERMÓMETRO (DEBE LLENARSE EN UN PLAZO DE 10 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA)

NOMBRE: _____

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD: _____ ESTADO: _____ CÓDIGO POSTAL: _____

LUGAR DE COMPRA: _____

CIUDAD: _____ ESTADO: _____ CÓDIGO POSTAL: _____

FECHA DE COMPRA: _____

MODELO COMPRADO: 15-878-000

INFORMACIÓN DEL USUARIO (OPCIONAL)

MASCULINO FEMENINO EDAD: _____

EDAD DEL MIEMBRO MÁS JOVEN DE LA FAMILIA

MENOR DE SEIS MESES 6 MESES - 1 AÑO
 1 - 3 AÑOS 3 - 5 AÑOS MAYOR

FORMA DE PEDIDO PARA CUBIERTAS DESECHABLES PARA SONDA

CORTE Y ENVÍE POR CORREO A: **MABIS HEALTHCARE SOUTH
1931 NORMAN DRIVE
WAUKEGAN, IL 60085**

Por favor envíeme _____ paquetes de cubiertas desechables para sonda #15-618-000 (100 por paquete). Adjunto \$5.00 por paquete más \$3.00 para gastos de envío y manejo por cada pedido.

Favor de enviar a:

NOMBRE: _____

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD: _____ ESTADO: _____ CÓDIGO POSTAL: _____

TELÉFONO: _____

NOTA: Esta forma de pedido es para órdenes en los Estados Unidos y Canadá.