

en Instructions for use for Tribute® Wrap Wrist to Axilla Adjustable foam compression wrap

de **Gebrauchsanweisung für Tribute® Wrap Wrist to Axilla** Adaptives Kompressionsystem aus Schaumstoff

fr **Mode d'emploi pour Tribute® Wrap Wrist to Axilla** Système de compression ajustable en mousse

es **Instrucciones de uso para Tribute® Wrap Wrist to Axilla** Sistema de compresión ajustable de espuma

it **Istruzioni per l'uso di Tribute® Wrap Wrist to Axilla** Sistema compressivo regolabile in gommapiuma

nl **Gebruiksaanwijzing voor Tribute® Wrap Wrist to Axilla** Verstelbaar compressiesysteem van schuimstof





da **Brugsanvisning til Tribute® Wrap Wrist to Axilla** Justerbart kompressionsystem af plastskum

Adjustable foam compression wrap
Adaptives Kompressionsystem aus Schaumstoff

Tribute® Wrap Wrist to Axilla



Symbol glossary provided at: www.Lohmann-Rauscher.com/symbolsglossary



en | Instructions for use

Thank you for choosing Tribute® Wrap!

Tribute® Wrap Wrist to Axilla is an off-the-shelf adjustable foam garment for the self-management of lymphedema or edema of the arm during the evening, night, or low activity. Tribute Wrap comfortably adjusts to your unique shape to help maintain gains made during therapy, while allowing the flexibility to support further reduction.

Please consult a trained medical professional prior to first use.

Indications and patient groups

- Various stages of lymphedema
- Edema

Intended uses

- Helps maintain reduced volume and shape by supporting extremities
- Management of various stages of lymphedema
- Management of edema
- Assists in softening of indurated/fibrotic tissue

Contraindications

- Arterial insufficiency or ABPI < 0.8
- Moderate to severe peripheral arterial disease
- Acute DVT
- Untreated congestive heart failure
- Untreated cancer
- Untreated infection (e.g. cellulitis)
- Known allergy and/or hypersensitivity to any of the product components
- Severe cognitive impairment

Precautions

- Impaired sensation (peripheral neuropathy)
- Cognitive impairment
- Any open wounds should be dressed prior to application

Side effects

In (very) rare cases, skin irritations and/or allergies may occur.

Serious incident

In case of serious incident, contact the manufacturer and the responsible health authorities.

Donning instructions

- Fasten the wrist, upper arm, and angled elbow straps at the edge of the garment. Roll the remaining straps back loosely.
- Slide your arm through the wide end of the garment ensuring your elbow is centered between the two angled straps.
- Pull the narrow strap(s) at your wrist using the finger grip and fasten to the garment. Adjust for fit and comfort.
- Pull the two narrow straps at your elbow using the finger grip and fasten to the garment at an angle. Adjust for fit and comfort.
- Fasten the remaining straps, starting closest to the wrist, using the same process.

de | Gebrauchsanweisung

Vielen Dank, dass Sie sich für Tribute® Wrap entschieden haben!

Tribute® Wrap Wrist to Axilla ist ein gebrauchsfertiges adaptives Kompressionssystem aus Schaumstoff zum Selbstmanagement von Lymphödemen oder Ödemen am Arm für abends, nachts oder bei geringer Aktivität. Tribute Wrap passt sich angenehm Ihrer individuellen Körperform an, um die in der Therapie erzielten Fortschritte zu erhalten und gleichzeitig Flexibilität für eine weitere Reduktion zu bieten.

Bitte wenden Sie sich vor der ersten Anwendung an eine geschulte medizinische Fachkraft.

Indikationen und Patientengruppen

- Verschiedene Stadien von Lymphödemen
- Ödeme

Zweckbestimmungen

- Durch Unterstützung der Extremitäten wird zum Erhalt des reduzierten Volumens und der Form beigetragen
- Behandlung verschiedener Stadien von Lymphödemen
- Behandlung von Ödemen
- Unterstützung beim Aufweichen von verhärtetem/fibrotischem Gewebe

Kontraindikationen

- Arterielle Insuffizienz oder ABPI <0,8
- Mittelschwere bis schwere periphere arterielle Verschlusskrankheit
- Akute TVT
- Unbehandelte dekompensierte Herzinsuffizienz
- Unbehandelte Krebserkrankung
- Unbehandelte Infektion (z. B. Zellulitis)
- Bekannte Allergie und / oder Überempfindlichkeit gegen eine der Produktkomponenten
- Starke kognitive Beeinträchtigung

Vorsichtsmaßnahmen

- Beeinträchtigte Sensibilität (periphere Neuropathie)
- Kognitive Beeinträchtigung
- Offene Wunden sollten vor der Anwendung abgedeckt werden

Nebenwirkungen

In (sehr) seltenen Fällen können Hautirritationen und / oder Allergien auftreten.

Schwerwiegende Vorkommnisse

Bei Auftreten eines schwerwiegenden Vorkommnisses wenden Sie sich bitte an den Hersteller und die zuständigen Gesundheitsbehörden.

Anziehanleitung

- Befestigen Sie die Bänder am Handgelenk, Oberarm und angewinkelten Ellenbogen am Rand des Kompressionssystems. Rollen Sie die verbleibenden Bänder locker zurück.
- Schieben Sie Ihren Arm durch das breite Ende des Kompressionssystems und achten Sie darauf, dass Ihr Ellenbogen in der Mitte zwischen den beiden schrägen Bändern liegt.
- Ziehen Sie die schmalen Bänder an Ihrem Handgelenk am Fingergriff und befestigen Sie diese am Kompressionssystem. Passen Sie die Position nach Passform und Komfort an.

fr | Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi Tribute® Wrap!

Tribute® Wrap Wrist to Axilla est un système en mousse réglable prêt à l'emploi à utiliser dans le cadre de l'auto-traitement des lymphoedèmes ou des œdèmes du bras le soir, pendant la nuit ou en cas d'activités peu intenses. Tribute Wrap s'adapte confortablement à votre anatomie unique pour vous aider à préserver vos progrès acquis au cours d'une thérapie tout en offrant une flexibilité permettant une réduction supplémentaire.

Veuillez consulter un professionnel de santé qualifié avant la première utilisation.

Indications et groupes de patients

- Différents stades de lymphoedèmes
- Œdèmes

Usages prévus

- Aide à maintenir un volume et une forme réduits en supportant les extrémités
- Traitement de différents stades de lymphoedèmes
- Traitement d'œdèmes
- Contribue à assouplir les tissus indurés/fibreux

Contre-indications

- Insuffisance artérielle ou IPS <0,8
- Maladie artérielle périphérique modérée à sévère
- TVP aigue
- Insuffisance cardiaque congestive non traité
- Cancer non traité
- Infection non traitée (par ex. cellulite)
- Allergie et/ou hypersensibilité connue à l'un des composants du produit
- Troubles cognitifs sévères

Précautions

- Sensations altérées (neuropathie périphérique)
- Troubles cognitifs
- Toute plaie ouverte doit être recouverte avant application

Effets indésirables

Des irritations cutanées et/ou des allergies peuvent survenir dans de (très) rares cas.

Incident grave

En cas d'incident grave, veuillez contacter le fabricant et l'autorité sanitaire compétente.

Instructions d'enfilage

- Attachez le poignet, le haut du bras et les sangles en oblique du coude au bord de l'accessoire. Enroulez les autres sangles sans serrer.
- Glissez votre bras à travers l'extrémité large de l'accessoire en veillant à ce que votre coude soit centré entre les deux sangles en oblique.
- Tirez la/les sangle(s) étroites au niveau de votre poignet en utilisant le passe-doigt et fixez-la/les à l'accessoire. Ajustez pour plus de confort.
- Tirez les deux sangles étroites au niveau de votre coude en utilisant le passe-doigt et fixez-les à l'accessoire en oblique. Ajustez pour plus de confort.

es | Instrucciones de uso

Gracias por elegir Tribute® Wrap.

Tribute® Wrap Wrist to Axilla es una prenda ajustable de espuma ya confeccionada para el autocuidado del linfedema o del edema del brazo durante la tarde, la noche o las horas de poca actividad. Tribute Wrap se adapta cómodamente a la forma de su cuerpo, por lo que le ayuda a mantener los avances alcanzados durante la terapia, al tiempo que ofrece flexibilidad para ayudar a una reducción posterior.

Consulte a un profesional médico capacitado antes del primer uso.

Indicaciones y grupos de pacientes

- Diversos estadios de linfedema
- Edema

Usos previstos

- Ayuda a mantener el volumen reducido y la forma brindando soporte a las extremidades
- Manejo de diversos estadios de linfedema
- Tratamiento del edema
- Ayuda a suavizar tejidos fibróticos/endurecidos

Contraindicaciones

- Insuficiencia arterial o ABPI <0.8
- Enfermedad arterial periférica de moderada a severa
- TVP aguda
- Falla cardiaca congestiva no tratada
- Cáncer no tratado
- Infección no tratada (p.ej., celulitis)
- Alergia y/o hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto
- Deterioro cognitivo severo

Precauciones

- Sensibilidad afectada (neuropatía periférica)
- Deterioro cognitivo
- Cualquier herida abierta debe taparse con un apósito antes de la aplicación

Efectos adversos

En muy raros casos pueden presentarse irritaciones cutáneas y/o alergias.

Incidente grave

En el caso de un incidente grave, contacte con el fabricante y las autoridades sanitarias responsables.

Instrucciones de colocación

- Asegure las correas de la muñeca, del brazo y las anguladas del codo en el borde de la prenda. Enrolle holgadamente el resto de las correas.
- Introduzca el brazo por el extremo ancho de la prenda, asegurándose de que el codo esté centrado entre las dos correas anguladas.
- Tire de la correa o las correas estrechas de la muñeca utilizando el agarrador y asegúrelas a la prenda. Ajustela para que quede cómoda y bien ajustada.
- Tire de las dos correas estrechas del codo utilizando el agarrador y asegúrelas a la prenda formando un ángulo. Ajustela para que quede cómoda y bien ajustada.
- Asegure el resto de correas, comenzando por el punto más cercano a la muñeca, siguiendo el mismo proceso.

- Introduzca el extremo ancho del Sleep Sleeve por encima de la prenda y asegúrelo 5 cm por debajo de la parte superior de la prenda.

Nota: Ilustración mostrada con la longitud Regular de la prenda. Otras longitudes de la prenda tienen un diseño de las correas ligeramente distinto.

Instrucciones para el cuidado

L&R USA recomienda lavar y secar las prendas Tribute Wrap antes del primer uso prolongado.

- Enrolle y asegure las correas a la prenda antes de lavarla.

Lavado

- Lávela a máquina con agua fría
- No la use suavizante ni blanqueador
- No la lave en seco

Secado

- Séquela en secadora a baja temperatura con otras prendas
- No la planche
- Acorte el tiempo de secado eliminando el exceso de agua con una toalla o secando en secadora con unas pelotas de tenis limpias



Contenido material

Mezcla de nailon (poliamida), poliuretano, poliéster, spandex (elastano)

No fabricado a partir de látex de caucho natural.

Garantía

Garantizamos que su prenda Tribute Wrap estará libre de defectos del material y de fabricación durante el periodo recomendado de vida útil de seis meses de la prenda.

Eliminación

Observe las regulaciones y leyes nacionales actuales para la eliminación de este dispositivo. Los envases marcados como reciclables deben reciclarse correctamente; el resto puede eliminarse con la basura doméstica.

en
Instructions for use for Tribute® Wrap Wrist to Axilla Adjustable foam compression wrap

de
Gebrauchsanweisung für Tribute® Wrap Wrist to Axilla Adaptives Kompressionssystem aus Schaumstoff





fr
Mode d’emploi pour Tribute® Wrap Wrist to Axilla Système de compression ajustable en mousse

es
Instrucciones de uso para Tribute® Wrap Wrist to Axilla Sistema de compresión ajustable de espuma

it
Istruzioni per l'uso di Tribute® Wrap Wrist to Axilla Sistema compressivo regolabile in gommapiuma

nl
Gebruiksaanwijzing voor Tribute® Wrap Wrist to Axilla Verstelbaar compressiesysteem van schuimstof

da
Brugsanvisning til Tribute® Wrap Wrist to Axilla Justerbart kompressionssystem af plastskum



it
Istruzioni per l'uso

Grazie di aver scelto Tribute® Wrap!

Tribute® Wrap Wrist to Axilla è un sistema compressivo con imbottitura, regolabile, preconfezionato, per l'autogestione del linfedema e dell'edema del braccio alla sera, durante la notte o in periodi di bassa attività. Tribute Wrap si adatta in modo confortevole all'anatomia individuale per aiutare a mantenere i progressi compiuti durante la terapia, fornendo al contempo la flessibilità necessaria per supportare ulteriori riduzioni.

Consultare un medico specializzato prima di utilizzare il sistema per la prima volta.

Indicazioni e gruppi di pazienti

- Vari stadi del linfedema
- Edema

Destinazioni d'uso

- Aiuta a ridurre il volume e mantenere la circonferenza e la forma degli arti
- Gestione dei vari stadi del linfedema
- Gestione dell'edema
- Aiuta ad ammorbidire il tessuto indurito/fibrotico

- Controindicazioni**
- Insufficienza arteriosa o ABPI < 0,8
 - Arteriopatia periferica da moderata a grave
 - Trombosi venosa profonda acuta
 - Insufficienza cardiaca congestizia non trattata
 - Cancro non trattato
 - Infezione non trattata (ad es., cellulite)
 - Allergia e/o ipersensibilità note nei confronti di uno dei componenti del prodotto
 - Grave deterioramento cognitivo

- Misure precauzionali**
- Sensibilità compromessa (neuropatia periferica)
 - Deterioramento cognitivo
 - Eventuali ferite aperte devono essere medicate prima dell'applicazione

Effetti indesiderati
In casi (molto) rari possono manifestarsi irritazioni cutanee e/o allergie.

Incidente grave
In caso di incidente grave, contattare il produttore e le autorità sanitarie competenti.

Istruzioni per indossare l'elemento

① Allacciare gli strap del polso, del braccio superiore e quelli angolati del gomito al bordo dell'elemento. Ribaltare all'indietro e allentare gli strap restanti.

② Infilare il braccio nell'estremità larga dell'elemento, facendo attenzione che il gomito si trovi al centro tra i due strap angolati.

③ Tirare il/gli strap stretto(i) sul polso utilizzando la presa per dita e allacciarli sull'elemento. Regolare vestibilità e comfort.

④ Tirare i due strap stretti sul gomito utilizzando la presa per dita e allacciarli ad angolo sull'elemento. Regolare vestibilità e comfort.

⑤ Allacciare gli strap restanti a partire da quello più vicino al polso, seguendo la stessa procedura.

- ⑥ Infilare l'estremità larga dello Sleep Sleeve sopra l'elemento e allacciarlo 5 cm sotto la parte superiore dell'elemento stesso.

Nota: nell'illustrazione viene utilizzato un elemento di lunghezza Regular. Negli elementi con altre lunghezze la disposizione degli strap differisce leggermente.

Istruzioni per la cura

L&R USA consiglia di lavare e asciugare tutti gli elementi Tribute Wrap prima del primo utilizzo prolungato.

▲ Ribaltare all'indietro e agganciare gli strap all'elemento prima di lavarlo.

Lavaggio

- Lavare a freddo in lavatrice
- Non utilizzare ammorbidenti o candeggina
- Non lavare a secco

Asciugatura

- Asciugare a bassa temperatura nell'asciugatrice insieme alla biancheria
- Non stirare
- Per abbreviare il tempo di asciugatura, assorbire l'acqua in eccesso con un asciugamano o inserire palle da tennis pulite nell'asciugatrice.

🧺 ✳️ 🗑️ ✉️ 🚫

Contenuto del materiale
Materiale in misto nylon (poliammide), poliuretano, poliestere e spandex (elastan)

Non fabbricato con lattice di gomma naturale.

Garanzia
Il suo elemento Tribute Wrap è garantito essere privo di difetti di materiale e produzione durante il periodo raccomandato di utilizzo di sei mesi.

Smaltimento
Rispettare le normative e le leggi nazionali vigenti per lo smaltimento di questo dispositivo. La confezione contrassegnata come riciclabile deve essere riciclata correttamente; in caso contrario smaltire con i rifiuti domestici.

nl
Gebruiksaanwijzing

Fijn dat u voor Tribute® Wrap hebt gekozen!

Tribute® Wrap Wrist to Axilla is een kant-en-klaar instelbaar compressiesysteem met schuim voor zelfzorg bij lymfoedeem of oedeem van de arm tijdens de avond, nacht of lichte activiteiten. Tribute Wrap past zich moeiteloos aan uw unieke vorm aan om u te helpen de oedeemvermindering die u tijdens de behandeling hebt bereikt, te behouden terwijl het flexibel genoeg is om verdere vermindering mogelijk te maken.

Raadpleeg een hiervoor opgeleide zorgverlener voordat u het product de eerste keer gebruikt.

Indicaties en patiëntgroepen

- Diverse stadia van lymfoedeem
- Oedeem

Beoogd gebruik

- Helpt verminderd volume en vorm te behouden door extremiteiten te ondersteunen
- Behandelen van diverse stadia van lymfoedeem
- Behandelen van oedeem
- Helpt bij het verzachten van verhard of fibrotisch weefsel

Contra-indicaties

- Arteriële insufficiënte of een ABPI < 0,8
- Matig tot ernstig perifeer arterieel vaatlijden

- Acute DVT (diep-veneuze trombose)
- Onbehandeld congestief hartfalen
- Onbehandelde kanker
- Onbehandelde infectie (bv. cellulitis)
- Bekende allergie en/of overgevoeligheid voor het product of bestanddelen daarvan
- Ernstige cognitieve stoornissen

Voorzorgsmaatregelen

- Gevoelstoornissen (zoals bij perifere neuropathie)
- Cognitieve stoornissen
- Eventuele open wonden moeten eerst worden afgedekt

Bijwerkingen

In (zeer) zeldzame gevallen kunnen huidirritaties en/of allergieën optreden.

Ernstig incident

In geval van een ernstig incident neemt u contact op met de fabrikant en de verantwoordelijke zorgautoriteiten.

Aanbrenginstructies

① Bevestig de banden van de pols en bovenarm, en de gehoekte elleboogbanden aan de rand van het verband. Rol de overige banden losjes terug.

② Schuif uw arm door het brede uiteinde van het verband en zorg daarbij dat uw elleboog in het midden tussen de twee gehoekte banden zit.

③ Trek de smalle band(en) bij de pols aan met de vingergreep en bevestig deze op het verband. Pas aan voor pasvorm en comfort.

④ Trek de twee smalle elleboog banden aan met de vingergreep en bevestig ze onder een hoek op het verband. Pas aan voor pasvorm en comfort.

da
Brugsanvisning

Tak, fordi du har valgt Tribute® Wrap!

Tribute® Wrap Wrist to Axilla er et justerbart kompressionssystem af skum, som fås i håndkøb, til selvbehandling af lymfødem eller ødem i armene om aftenen, natten eller i perioder med lav aktivitet. Tribute Wrap tilpasser sig din unikke form på en behagelig måde som en hjælp til at bevare fremskridt, der er blevet gjort under behandling, og giver samtidig fleksibilitet til at understøtte yderligere reduktion.

Opmerking: In de afbeelding wordt een verband van Regular lengte weergegeven. Bij andere lengten zijn de banden iets anders verdeeld.

Rådfor dig med uddannet sundhedspersonale før første anvendelse.

Onderhoudsinstructies

L&R USA raadt aan alle Tribute Wrap-verbanden te wassen en te drogen voordat ze voor het eerst gedurende langere tijd gedragen gaan worden.

▲ Rol de banden terug en bevestig deze aan de handschoen voordat u het product wast.

Wassen

- Wassen in de machine met koud water
- Gebruik geen wasverzachter of bleekmiddel
- Niet chemisch reinigen

Drogen

- In de droger drogen bij lage temperatuur met andere was
- Niet strijken
- De droogtijd kan worden verkort door overmatig water met een handdoek eruit te drukken of een droger met schone tennisballen te gebruiken

🧺 ✳️ 🗑️ ✉️ 🚫

Materialen
Mix van: nylon (polyamide), polyurethaan, polyester, spandex (elastaan)

Niet gemaakt met natuurrubberlatex.

Garantie
Wij garanderen dat uw Tribute Wrap-verband vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende de aanbevolen zes maanden gebruiksduur van het verband.

Weggooien
Neem de geldende nationale voorschriften en wetten ten aanzien van het weggooien van dit product in acht. Verpakkingen die geschikt zijn voor recycling, moeten worden gerecycled en anders bij huishoudelijk afval worden weggegooid.

en
Instructions for use for Tribute® Wrap Wrist to Axilla Adjustable foam compression wrap

- ⑥ Skub den brede ende af Sleep Sleeve over produktet, og fastgør det 5 cm under produktets top.

Bemærk: Illustrationen viser et produkt med Regular længde. Andre produktlængder kan have en lidt anderledes remfordeling.

Pløjeanvisninger

L&R USA anbefaler, at alle Tribute Wrap-produkter vaskes og tørres før første længere tids anvendelse.

▲ Rul remmene tilbage, og fastgør dem til produktet før vask.

Vask

- Vaskes i vaskemaskine med koldt vand
- Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel
- Brug ikke kemisk rens

Tørring

- Tørres i tørretumbler ved lav varme og uden andet vasketøj
- Må ikke stryges
- Tørretiden kan forkortes ved at trykke overskydende vand ud med et håndklæde eller ved at tørretumble produktet med rene tennisbolde

Kontraindikationer

- Arteriel insufficiens eller ABPI < 0,8
- Moderat til svær perifer arteriel sygdom
- Akut DVT
- Ubehandlet højresidig hjerteinsufficiens
- Ubehandlet cancer
- Ubehandlet infektion (f.eks. cellulitis)
- Kendt allergi og/eller overfølsomhed over for en af produktkomponenterne
- Svær kognitiv svækkelse

Forsigtighedsregler

- Svækket følesans (perifer neuropati)
- Kognitiv svækkelse
- Eventuelle åbne sår skal forbindes for applicering

Bivirkninger

I (meget) sjældne tilfælde kan der forekomme hudirritationer og/eller allergier.

Alvorlig hændelse
Ved forekomst af en alvorlig hændelse bedes du henvende dig til producenten og de ansvarlige sundhedsmyndigheder.

Påtagning

① Fastgør håndleds- og overarmsremmene og de skrå albueremme i kanten af produktet. Rul de øvrige remme løst tilbage.

② Skub din arm gennem produktets brede ende, idet du sørger for, at din albue centreres mellem de to skrå remme.

③ Træk i de(n) smalle rem(me) ved dit håndled ved hjælp af fingergrebet, og fastgør dem til produktet. Justér for pasform og komfort.

④ Træk i de to smalle remme ved din albue ved hjælp af fingergrebet, og fastgør dem til produktet i en vinkel. Justér for pasform og komfort.

⑤ Fastgør de øvrige remme, begyndende tættest på håndledet, ved anvendelse af samme fremgangsmåde.

[**AE**]
L&R Middle East DMCC
HDS Tower, Unit 3106, Cluster F
Jumeirah Lakes Towers,
P.O. Box 336 351
Dubai/UAE

+971 4 442 4621
ReadyWrap@ae.Lrmed.com
www.Lohmann-Rauscher.com

[**AT**]
Lohmann & Rauscher GmbH
Johann-Schorsch-Gasse 4
1140 Wien,
Österreich

+43 1 57670-400
info@at.lrmed.com
www.Lohmann-Rauscher.at

[**AU**]
Lohmann & Rauscher Pty Ltd.
321 Ferntree Gully Road
Mount Waverley
Victoria 3149
Australia

1300 572 869
info@au.LRmed.com
www.Lohmann-Rauscher.com.au

[**CH**]
Lohmann & Rauscher AG
Oberstrasse 222
CH-9014 St. Gallen
Schweiz

+41 71 2742570
info@ch.LRMed.com
www.Lohmann-Rauscher.com

[**DE**]
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG
Westerwaldstraße 4
D-56579 Rengsdorf
Deutschland

+49 (0) 2634 99-0
info@de.LRmed.com
www.Lohmann-Rauscher.de

[**DK**]
Lohmann & Rauscher A/S
Højnæsgaard, Gongehusvej 252
DK-2950 Vedbæk
Danmark

+45 45 89 02 25
info@dk.Lrmed.com
www.Lohmann-Rauscher.dk

[**GB**]
L&R Medical UK Ltd.
1 Wellington Court, Lancaster Park,
Needwood, Burton on Trent
Staffordshire DE13 9PS
The United Kingdom

08450 606707
customersolutions@uk.lrmed.com
www.Lohmann-Rauscher.co.uk

[**IT**]
Lohmann & Rauscher s.r.l.
via E. Fermi, 4
35030 Sarmeola di Rubano
Italia

+39 049 744 66 00
info@it.Lrmed.com
www.Lohmann-Rauscher.com

[**NL**]
Lohmann & Rauscher B.V
Antennestraat 86 B
1322 AS Almere
Nederland

036 546 30 20
ReadyWrap@nl.LRmed.com
www.Lohmann-Rauscher.com

[**NZ**]
Lohmann & Rauscher Limited
21 Queen Street
Auckland 1010
New Zealand

0800 572 869
info@au.LRmed.com
www.Lohmann-Rauscher.com.au

[**US**]
L&R USA INC.
3880 W Wheelhouse Road
Milwaukee, WI 53208
USA

855-892-4140
inquiries@us.LRmed.com
www.Lohmann-Rauscher.us