

Material
Schaft:
Polyamid (PA)
Polyester (PES)
Polyurethan (PUR)
Futter und Decksohlenfutter:
Polyester (PES)
Polyurethan (PUR)
Sohle:
Polyurethan (PUR)

Material
Upper:
Polyamide (PA)
Polyester (PES)
Polyurethane (PUR)
Upper- and foot plate lining:
Polyester (PES)
Polyurethane (PUR)
Sole:
Polyurethane (PUR)



Für das vorliegende Produkt erklärt die Bauerfeind AG die Konformität zur Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.

AUSTRIA
Bauerfeind Ges.m.b.H.
Hainburger Straße 33
1030 WIEN
P +43 (0) 800 44 30 130
F +43 (0) 800 44 30 131
info@bauerfeind.at

BENELUX
Bauerfeind Benelux B.V.
Waarderveldweg 1
2031 BK HAARLEM

THE NETHERLANDS
P +31 (0) 23 531 94 27
F +31 (0) 23 532 19 70
info@bauerfeind.nl

BELGIUM
P +32 (0) 2 527 40 60
F +32 (0) 2 502 94 10
info@bauerfeind.be

BOSNIA AND HERZEGOVINA
Bauerfeind d.o.o. BIHAC
El Gazalija 7
77000 BIHAC
P +387 (0) 37 313 198
F +387 (0) 37 319 074
bauerfeind@bosnia.ba

CROATIA
Bauerfeind d.o.o.
Goleška 20
10020 ZAGREB
P +385 (0) 1 65 42 855
F +385 (0) 1 65 42 860
info@bauerfeind.hr

FRANCE
Bauerfeind France S.A.R.L.
B.P. 50258
95957 ROISSY CDG CEDEX
P +33 (0) 1 48 63 28 96
F +33 (0) 1 48 63 29 63
info@bauerfeind.fr

ITALY
Bauerfeind AG
Filiale Italiana
Piazza Don Mapelli, 75
20099 SESTO
SAN GIOVANNI, (MI)
P +39 039 6 08 12 52
F +39 039 6 08 26 68
info@bauerfeind.it

BAUERFEIND AG
Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany
P +49 (0) 36628-66-35 00
F +49 (0) 36628-66-39 99
info@bauerfeind.com



Rev. 2 – 2015-05_107284

de deutsch

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihr Vertrauen in ein Produkt von Bauerfeind. Mit **GloboPed** haben Sie ein Produkt erhalten, das einem hohen medizinischen und qualitativen Standard entspricht. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, und wenden Sie sich bei auftretenden Fragen an den behandelnden Arzt oder an Ihr Fachgeschäft bzw. an unseren Technischen Service.

Produktbeschreibung

Die **Vorfußentlastungsschulze „Postop“** ist ein verordnungsfähiges Produkt, das unter ärztlicher Anleitung und nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung und bei den aufgeführten Anwendungsgebieten getragen werden darf. Die **Vorfußentlastungsschulze „Postop“** darf nur mit korrekt montiertem Schutzbügel getragen werden, der den Vorfuß gegen mechanische Einflüsse sichert.

Technische Daten

Modell	Größe	Schuhgröße	Artikel-Nummer
Postop	S	33-34	3 662700 001
	M	35-38	3 662700 002
	L	39-42	3 662700 003
	XL	43-46	3 662700 004

Zubehör

Modell	Größe	Artikel-Nummer
Schutzbügel, Kunststoff schwarz	S+M	3 662490 002
	L+XL	3 662490 003
Schutzbügel, Aluminium	S-XL	3 662490 001

Zweckbestimmung

Die **Vorfußentlastungsschulze „Postop“** ist ein hochwertiges orthopädisches Hilfsmittel zur gezielten Entlastung des Vorfuß- und vorderen Mittelfußbereiches.

Indikationen/Anwendungsgebiete

- Bei postoperativen bzw. posttraumatischen Zuständen des Vorfußbereiches
- Bei diabetisch-neuropathischen Plantarulcera im Bereich des Vorfußes
- Bei rheumatischen Füßen und algodystrophischen Syndromen

Kontraindikationen/Anwendungsrisiken

Aufgrund der Zweckbestimmung und gewünschten Funktion der **Vorfußentlastungsschulze** können Beeinträchtigungen der Mobilität und des Gleichgewichts auftreten. Nebenwirkungen, die den gesamten Organismus betreffen, sind bis jetzt nicht bekannt. Das sachgemäße Anwenden und Anlegen der Orthese durch geschultes Fachpersonal wird vorausgesetzt. Überempfindlichkeiten von Krankheitswert sind bis jetzt nicht bekannt. Bei nachfolgenden Krankheitsbildern ist das Anlegen und Tragen dieses Hilfsmittels nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angezeigt:

- Hauterkrankungen/-verletzungen im versorgten Körperabschnitt, insbesondere bei entzündlichen Erscheinungen. Ebenso bei aufgeworfenen Narben mit Anschwellung, Rötung und Überwärmung
- Empfindungsstörungen der versorgten Gliedmaßen
- Lymphabflussstörungen, auch unklare Weichteilschwellungen im Bereich des angelegten Hilfsmittels

Reinigungshinweise

Lassen Sie die **Vorfußentlastungsschulze „Postop“** regelmäßig von einem Orthopädietechniker bzw. Orthopädeschuhtechniker auf Funktion und Verschleiß überprüfen und ggf. austauschen. Wir empfehlen, die Orthese separat bei 40° C mit einem Feinwaschmittel per Hand zu waschen. Um die Funktionsfähigkeit der Klettverschlüsse lange Zeit zu erhalten und Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, diese vor der Wäsche zu schließen. Beim Trocknen sollten Sie die Orthese nicht direkter Hitze (z.B. Heizung, Sonnenstrahlen usw.) aussetzen. Wir haben das Produkt im Rahmen unseres integrierten Qualitätsmanagementsystems geprüft. Sollten Sie trotzdem eine Beanstandung haben, setzen Sie sich bitte mit unserem Fachberater vor Ort oder mit unserem Kundenservice in Verbindung.

Sicherheitshinweise

Jede offene Verletzung am Fuß muss durch einen Verband o. ä. geschützt sein. Fahren Sie mit angelegtem Schuh nicht selbst Auto, Fahrrad oder ein anderes Fahrzeug. Benutzen Sie Gehstützen, wenn Sie eine **Vorfußentlastungsschulze** tragen.

POLAND
Bauerfeind Polska Sp. z o.o.
Sky Office Center
Ul. Rzymowskiego 31
02-697 WARSZAWA
P +48 727 677 675
P +48 608 722 543
P +49 (0) 36628 66 1667
info@bauerfeind.pl

REPUBLIC OF MACEDONIA
Bauerfeind Dooel Skopje
50 Divizija 24 a
1000 SKOPJE
P +389 (0) 2 3179 002
F +389 (0) 2 3179 004
info@bauerfeind.mk

SCANDINAVIA
Bauerfeind Nordic AB
Roslagsgatan 24
113 55 STOCKHOLM
P +46 (0) 774-100 020
F +46 (0) 774-100 021
info@bauerfeind.se

SERBIA
Bauerfeind d.o.o.
102 Omladinskih brigada
11070 NOVI BEOGRAD
P +381 (0) 11 2287 050
F +381 (0) 11 2287 052
info@bauerfeind.rs

SINGAPORE
Bauerfeind Singapore Pte Ltd.
Blk 41 Cambridge Road #01-21
SINGAPORE 210041
P +65 6396 3497
F +65 6295 5062
info@bauerfeind.com.sg

SLOVENIA
Bauerfeind d.o.o.
Dolenjska cesta 242b
1000 LJUBLJANA
P +386 (0) 1 4272 941
F +386 (0) 1 4272 951
info@bauerfeind.si

SPAIN
Bauerfeind Ibérica, S.A.
Historiador Diago 13
46007 VALENCIA
P +34 96 385 66 33
F +34 96 385 66 99
info@bauerfeind.es

SWITZERLAND
Bauerfeind AG
Vorderi Böde 5
5452 OBERRÖHRDORF
P +41 (0) 56 485 82 42
F +41 (0) 56 485 82 59
info@bauerfeind.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Bauerfeind Middle East FZ-LLC
GF-09, District 1, 71 MPC Building
Dubai Healthcare City
P.O. Box 505116
DUBAI
P +971 4 4335 685
F +971 4 4370 344
info@bauerfeind.ae

UNITED KINGDOM
Bauerfeind UK
Phyllis House
229 Bristol Road
BIRMINGHAM
B5 7UB
P +44 (0) 121 446 53 53
F +44 (0) 121 446 54 54
info@bauerfeind.co.uk

USA
Bauerfeind USA, Inc.
3005 Chastain Meadows Parkway,
Suite 700
MARIETTA, GA 30066
P 1 800 423 34 05
P (770) 429 83 30
F (770) 429 84 77
info@bauerfeindusa.com



GloboPed®

Vorfußentlastungsschulze „Postop“
"Postop" forefoot-relieving orthosis
L'orthèse de décharge de l'avant-pied « Postop »
Ortesis de descarga del antepié „Postop“



BAUERFEIND.COM

Indications/Areas of Application

- For post-operative and/or post-traumatic conditions of the forefoot area
- For diabetic/neuropathic plantar ulcers in the forefoot area
- For rheumatic feet and algodystrophic syndromes

Contraindications/Application Risks

Mobility and balance may be compromised based on the purpose and desired function of the **forefoot-relieving orthosis**. To date, there are no known side effects. Correct usage and fitting by a trained specialist is assumed. To date, there are no known hypersensitivities that cause illnesses. This product should be fitted and worn only after consulting your physician in the following clinical situations:

- Skin diseases/injuries in the body part being treated, particularly if inflammation is present.
- Likewise, any raised scars with swelling, redness, and excessive heat build-up.
- Acroparesthesia in the body parts being treated
- Compromised lymph system, circulation problems, unclear soft tissue inflammation around the product's area of application

Cleaning Instructions

Be sure to have your **"Postop" forefoot-relieving orthosis** checked regularly for wear and tear and to ensure it is working properly by an orthotist if necessary, exchange the device. We recommend washing the orthosis separately at 40° C by hand using a delicate detergent. We recommend closing the Velcro fastenings before washing in order to preserve their functionality and avoid damage. The orthosis should not be exposed to direct heat when drying it (i.e. heating vents, sunlight, etc.). This product has been tested by our in-house quality management system. However, should you have any complaint, please contact our local expert adviser or our customer service department.

Safety Instructions

Any open wounds on the foot must be protected by a bandage or similar device. Do not ride a bicycle or drive a car or any other vehicle while wearing the orthosis. Use crutches when wearing a **forefoot-relieving orthosis**. Wearing the **"Postop" forefoot-relieving orthosis** is only recommended in hospitals and clinics or within your own home but not in public areas. Please see your physician immediately should you notice any irregular changes in your body (i.e. increase in symptoms). Do not alter the product in any way as it may affect the product's functionality in such a way that product liability cannot be assumed.

Application Instructions

This product is intended for the treatment of one individual patient and may not be reused or used by others. Product liability cannot be assumed in the event of inappropriate use. The **forefoot-relieving orthosis** should be fitted while the patient is sitting and can be worn both on the left and right foot. Secure the Velcro fastenings so it fits snugly against the foot, although not too tight in order to avoid pressure points on the skin or damage to arteries and nerves. Always wear a non-skid shoe with the same heel height on your healthy foot. If necessary, a physician may prescribe that the height of the heel be changed by an orthotist.

Warranty

The legal provisions of the country in which the product was purchased apply. Country-specific warranty regulations that govern the relationship between the retailer and the buyer also apply where relevant. If you believe that a claim may be made under the warranty, please first contact the retailer from which you purchased the product directly. Please do not make any changes to the product yourself. This particularly applies to individual adjustments made by specialists. Please follow our instructions for use and care. These are based on our experience gained over many years and ensure the functionality of our medically effective products for a long time. Only aids that function optimally can help you. Failure to follow the instructions may also restrict the warranty. First-time application and fitting of the forefoot-relieving orthosis may only be carried out by trained specialists, otherwise product liability cannot be assumed.

Disposal

You can dispose of the product in accordance with national legal requirements.

Version: 2015-05

en english

Dear Customer,

thank you for choosing a product from Bauerfeind. **GloboPed** is a high-quality medical product. Please read through these instructions for use carefully and if you have any questions contact your doctor, medical retailer or our Technical Service department.

Product Description

The **"Postop" forefoot-relieving orthosis** is a prescribable product that may only be worn under a physician's direction and only in accordance with these instructions for use and for the applications named. The **"Postop" forefoot-relieving orthosis** may only be worn with a correctly installed protective frame that protects the forefoot from mechanical influence.

Technical Data

Model	Size	Shoe Size	Article Number
Postop	S	33-34	3 662700 001
	M	35-38	3 662700 002
	L	39-42	3 662700 003
	XL	43-46	3 662700 004

Accessories

Model	Size	Article Number
Protective Frame, Black Plastic	S+M	3 662490 002
	L+XL	3 662490 003
Protective Frame, Aluminum	S-XL	3 662490 001

Purpose

The **"Postop" forefoot-relieving orthosis** is a high-quality orthopedic product for targeted relief of the area around the forefoot and front metatarsal area.

