



Instructions below are for International TheraPearl Sports packs only. Please see individual product for heating instructions.

English-13576-ART

THERA°PEARL® Sports Pack

DIRECTIONS:

THERA°PEARL pack should be applied for 20 minutes, or as doctor recommended.

Remove and wait for at least 20 minutes, Repeat as needed.

COLD THERAPY~Freeze for at least 2 hours.

HEAT THERAPY~Microwave for time indicated below and test pack temperature.

Heat for additional 5 seconds as needed until desired temperature is reached.

Suggested heating time for (1) one THERA°PEARL Sports Pack		
700 Watts ~ 40 Seconds	1000 Watts ~ 35 Seconds	1250 Watts ~ 30 Seconds

CAUTION: Always test pack temperature prior to application. Prolonged application may cause injury, including burns. Do not use on infants. Do not use if you have poor circulation. Do not use heat therapy on stitches or an open wound. Do not fall asleep using pack. Use only under adult supervision. For extreme, prolonged, or chronic pain, contact a physician. Use only as directed. Heating beyond suggested time may damage or destroy THERA°PEARL pack. Do not puncture pack and/or ingest contents. For external use only.

See website for additional cautions & warnings.

www.therapearl.com

Patent Notice: This product and/or packaging may be protected by pending or issued U.S. or foreign intellectual property, including (but not limited to) patents, Industrial Design Registrations and/or Registered Community Designs. See www.therapearl.com/patent for specific details.

Our pearls are our trademark. Look for the distinctive, ornamental appearance of our pearls as a sign of our quality. Thera°Pearl®, A New Degree of Relief and Pearl Technology™ trademarks are property of Performance Health and/or its affiliates and may be registered in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited. ©2020 TheraPearl, LLC. All rights reserved.

Ausmedic Australia Pty Ltd, Unit 3, 3 Basalt Rd Pemulwuy NSW 2145, 1300 473 422, performhealth.com.au

 The Hygienic Corporation
1245 Home Avenue
Akron, OH 44310, USA
+1-877-732-7509



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague
The Netherlands



13576-R03 Made in China

Serious events experienced from using this product should be reported immediately to The Hygienic Corporation and to the local Competent Authority.

Thera°PEARL® Sports Pack

Θερμοφόρα/Παγοκύστη πολλαπλών περιοχών

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΚΡΥΘΘΕΡΑΠΕΙΑ ~ Καταψύξτε για τουλάχιστον 2 ώρες.
ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ~ Θερμάνετε σε μικροκύματα με βάση τις ενδείξεις χρόνου και ισχύος που παρατίθενται παρακάτω. Η θερμοφόρα/παγοκύστη είναι σχεδιασμένη ώστε να διατηρεί τη θεραπευτική θερμοκρασία για περίπου 20 λεπτά.

Συνιστώμενος Χρόνος Θέρμανσης για το Thera°PEARL® Sports Pack		
700W ~ 40 δευτερόλεπτα	1000W ~ 35 δευτερόλεπτα	1250W ~ 30 δευτερόλεπτα

Περμένετε για τουλάχιστον 20 λεπτά πριν εφαρμόσετε ξανά.
Εάν είναι απαραίτητο, εφαρμόστε ξανά το προϊόν για 20 λεπτά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Πάντοτε να ελέγχετε τη θερμοκρασία του προϊόντος πριν από την εφαρμογή. Παρατεταμένη εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό και υπό μορφή εγκαύματος. Μην το χρησιμοποιείτε σε βρέφη. Μην το χρησιμοποιείτε αν έχετε κακή κυκλοφορία αίματος. Μην χρησιμοποιείτε θερμοθεραπεία σε ράμματα ή ανοικτή πληγή. Μην αποκοιμηθείτε ενώ χρησιμοποιείτε το προϊόν. Χρησιμοποιήστε το μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου. Για υπερβολικό έντονο, παρατεταμένο ή χρόνιο πόνο, ζητήστε τη συμβουλή γιατρού. Χρησιμοποιήστε το μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η θέρμανση πέραν του συνιστώμενου χρόνου μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή να καταστρέψει τη συσκευασία Thera°PEARL®. Μην τρυπάτε τη συσκευασία και/ή μην καταπίνετε το περιεχόμενα. Μόνο για εξωτερική χρήση. Δείτε την ιστοσελίδα για επιπλέον προφυλάξεις και προειδοποιήσεις: www.therapearl.com

HOW TO USE: COLD therapy ~ Freeze for at least 2 hours.
HEAT therapy ~ Heat in a microwave for the time and at the power indicated below. Packs are designed to retain a therapeutic temperature for approximately 20 minutes.

Suggested Heating Time for Thera°PEARL® Sports Pack		
700W ~ 40 seconds	1000W ~ 35 seconds	1250W ~ 30 seconds

Wait for at least 20 minutes before reapplication.
If necessary, reapply the pack for 20 minutes.

CAUTION: Always test pack temperature prior to application. Prolonged application may cause injury, including burns. Do not use on infants. Do not use if you have poor circulation. Do not use heat therapy on stitches or an open wound. Do not fall asleep using pack. Use only under adult supervision. For extreme, prolonged, or chronic pain, contact a physician. Use only as directed. Heating beyond suggested time may damage or destroy Thera°PEARL® pack. Do not puncture pack and/or ingest contents. For external use only. See website for additional precautions and warnings:
www.therapearl.com

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε:
Ελλάδα: CHIESI HELLAS A.E.B.E.: 210-6179763
Κύπρος: Β. Χατζηπαναγής, Λτδ.: 22207700

The Hygienic Corporation
1245 Home Avenue
Akron, OH 44310, USA
TEL.: +1-877-732-7509



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague
The Netherlands



13848-R02 Made in China

Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ
Designed and Developed in USA

Serious events experienced from using this product should be reported immediately to The Hygienic Corporation and to the local Competent Authority.

Ta sovará symvánta pou proékypsán apó ti chrísi aftoú tou proióntos tha prépei na anaférontai amésos stin The Hygienic Corporation kai stin topikí Armódia Archí.

Dutch- 14105-ART

THERA°PEARL® Multi-Zones

GEBRUIKSAANWIJZING:

KOUDE THERAPIE ~ gedurende ten minste 2 uur in de vriezer leggen.

WARMTE THERAPIE ~ gedurende de aangegeven tijd en wattage verwarmen in de magnetron.

Verpakkingen zijn ontworpen om ongeveer 20 minuten een therapeutische temperatuur te behouden.

Aanbevolen verwarmingstijd voor THERA°PEARL® Multi-Zones		
700W ~ 40 seconden	1000W ~ 35 seconden	1250W ~ 30 seconden

Wacht ten minste 20 minuten voor opnieuw aanbrengen. Herhaal indien nodig de behandeling gedurende 20 minuten.

Let op: Test alvorens het gebruik eerst de temperatuur. Langdurig gebruik kan letsel veroorzaken, met inbegrip van brandwonden, Niet gebruiken bij zuigelingen, Niet gebruiken als u een slechte bloedsomloop heeft, Gebruik geen warmtetherapie op hechtingen of open wonden, Niet in slaap vallen tijdens het gebruik, Gebruik alleen onder toezicht van volwassenen. Neem bij extreme, langdurige of chronische pijn contact op met uw huisarts. Gebruik alleen zoals aangegeven. Verwarming boven de voorgestelde tijd kan de THERA°PEARL®-verpakking beschadigen.

Verpakking niet beschadigen, Inhoud niet inslikken. Alleen voor uitwendig gebruik.

Bekijk de website voor extra voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen

www.therapearl.com

Patent Notice: This product and/or packaging may be protected by pending or issued U.S. or foreign intellectual property, including (but not limited to) patents, Industrial Design Registrations and/or Registered Community Designs. See www.therapearl.com/patent for specific details.

Our pearls are our trademark. Look for the distinctive, ornamental appearance of our pearls as a sign of our quality. Thera°Pearl®, A New Degree of Relief and Pearl Technology™ trademarks are property of Performance Health and/or its affiliates and may be registered in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited. ©2020 TheraPearl, LLC. All rights reserved.



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague
The Netherlands



14105-R01
Made in China

Ernstige gebeurtenissen die zich voordoen bij het gebruik van dit product moeten onmiddellijk worden gemeld aan The Hygienic Corporation en de plaatselijke bevoegde autoriteit.

Thera°PEARL® Sports Pack with Adjustable Strap

EN DIRECTIONS: THERA°PEARL® pack should be applied for 20 minutes, or as doctor recommended. Remove and wait for at least 20 minutes. Repeat as needed. **COLD THERAPY:** Freeze for at least 2 hours. **HEAT THERAPY:** Microwave for time indicated below and test pack temperature. Heat for additional 5 sec. as needed until desired temperature is reached.

Suggested heating time for one THERA°PEARL® Sports Pack with Strap: 700 Watts: 35 seconds - 1000 Watts: 30 seconds - 1250 Watts: 25 seconds. **CAUTION: Always test pack temperature prior to application.** Prolonged application may cause injury, including burns. Do not use on infants. Do not use if you have poor circulation. Do not use heat therapy on stitches or an open wound. Do not fall asleep using pack. Use only under adult supervision. For extreme, prolonged, or chronic pain, contact a physician. Use only as directed. Heating beyond suggested time may damage or destroy THERA°PEARL pack. Do not puncture pack and/or ingest contents. For external use only. See website for additional cautions & warnings: www.therapearl.com

ES INDICACIONES DE USO: THERA°PEARL® debe aplicarse durante 20 minutos como máximo o durante el tiempo recomendado por el médico. Retirar y esperar al menos 20 minutos entre aplicaciones. Repetir tantas veces como sea necesario. **TERAPIA DE FRÍO:** Congelar 2 horas como mínimo. **TERAPIA DE CALOR:** Calentar en el microondas durante el tiempo indicado a continuación y comprobar la temperatura del pack. Calentar en intervalos de 5 segundos, tantas veces como sea necesario, hasta alcanzar la temperatura deseada. **Tiempo de calentamiento sugerido para un THERA°PEARL® Brazo:** 700 vatios: 35 segundos - 1000 vatios: 30 segundos - 1250 vatios: 25 segundos. **PRECAUCIÓN: Compruebe siempre la temperatura del envase antes de su aplicación.** Una aplicación prolongada puede causar lesiones, incluso quemaduras. No lo utilice en niños. No lo utilice si tiene problemas de circulación. No utilice terapia de calor sobre puntos de sutura o en una herida abierta. No se quede dormido mientras utiliza el envase. Utilícelo exclusivamente bajo la supervisión de un adulto. En caso de dolor extremo, prolongado o crónico, consulte a un médico. Utilícelo únicamente según las instrucciones. Si se calienta más allá del tiempo recomendado, el envase THERA°PEARL se puede dañar o destruir. No pinche el envase ni ingiera su contenido. Sólo para uso externo. Consulte la web para obtener información adicional sobre las precauciones y advertencias: www.therapearl.com

PT INSTRUÇÕES: A bolsa THERA°PEARL® deve ser aplicado durante 20 minutos ou conforme recomendado pelo médico. Retire e aguarde pelo menos 20 minutos. Repita conforme necessário. **TERAPIA A FRIO:** Congele durante pelo menos 2 horas. **TERAPIA POR CALOR:** Aqueça no micro-ondas pelo período de tempo indicado abaixo e teste a temperatura da bolsa. Aqueça por 5 segundos adicionais, conforme necessário, até alcançar a temperatura pretendida. **Tiempo de aquecimento sugerido para uma THERA°PEARL® Bolsa desportiva com faixa de fixação:** 700 Watts: 35 segundos - 1000 Watts: 30 segundos - 1250 Watts: 25 segundos. **ATENÇÃO: Teste sempre a temperatura da bolsa antes da aplicação.** A aplicação prolongada pode causar lesões, incluindo queimaduras. Não utilize em recém-nascidos. Não utilize se tiver má circulação. Não aplique terapia de calor em pontos ou numa ferida. Não adormeça enquanto utiliza a bolsa. Utilize apenas sob a supervisão de um adulto. Em caso de dor crónica, extrema ou prolongada, contacte um médico. Utilize apenas conforme indicado. Se aquecer para além do tempo sugerido, poderá danificar ou destruir a bolsa THERA°PEARL. Não perfure a bolsa e/ou ingira o conteúdo. Apenas para uso externo. Consulte o Web site para obter precauções e advertências adicionais: www.therapearl.com

Our pearls are our trademark. Look for the distinctive, ornamental appearance of our pearls as a sign of our quality. Thera°Pearl®, A New Degree of Relief and Pearl Technology™ trademarks are property of Performance Health and/or its affiliates and may be registered in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited. ©2020 TheraPearl, LLC. All rights reserved.



TP-RCS1 • CNP- 6422071 • C.N.: 176261.0
14309-R01 Made in China

Serious events experienced from using this product should be reported immediately to The Hygienic Corporation and to the local Competent Authority.

Los eventos graves experimentados por el uso de este producto deben informarse de inmediato a The Hygienic Corporation y a la autoridad competente local.

Eventos sérios causados pelo uso deste produto devem ser relatados imediatamente à The Hygienic Corporation e à autoridade competente local.

THERA°PEARL® Multi-zones Sport Pack

THERA°PEARL MULTIZONEN-SPORTPACKUNG

ANWENDUNG: KÄLTETHERAPIE: Mindestens 2 Stunden einfrieren. **WÄRMETHERAPIE:** In einer Mikrowelle solange und in der Intensität wie nachfolgend angegeben erhitzen. Die Kompressen sind so gestaltet, dass sie die Therapietemperatur für ungefähr 20 Minuten beibehalten.

Für THERA°PEARL Multizonenpackung empfohlene Erwärmungszeit: 700W-40 Sekunden
• 1000W-35 Sekunden • 1250W-30 Sekunden.
Bitte warten Sie mindestens 20 Minuten bevor Sie die Anwendung wiederholen. Falls erforderlich, die Komresse noch einmal für 20 Minuten anwenden.

VORSICHT: Überprüfen Sie vor Anwendung der Wärmepackung immer die Temperatur. Längere Anwendungen können zu Verletzungen einschließlich Verbrennungen führen. Nicht bei Kleinkindern anwenden. Nicht anwenden, wenn Sie unter Durchblutungsstörungen leiden. Wenden Sie Wärmebehandlungen nicht auf Wundnähten oder offenen Wunden an. Während der Anwendung der Wärmepackung nicht einschlafen. Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen anwenden. Bei sehr starken, langanhaltenden oder chronischen Schmerzen an einen Arzt wenden. Nur entsprechend der Verordnung anwenden. Eine Erhitzung über die empfohlene Zeit hinaus kann zur Beschädigung oder Zerstörung der THERAPEARL-Packung führen. Die Wärmepackung darf nicht beschädigt werden, der Inhalt darf nicht verschluckt werden. Nur zur äußerlichen Anwendung. Weitere Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise finden Sie auf der Internetseite: www.therapearl.com

THERA°PEARL MULTI-ZONES SPORT PACK

MODE D'EMPLOI: Cryothérapie: Mettre au congélateur pendant au moins 2 heures.
Thermothérapie: Chauffer au micro-ondes pendant la durée et à la puissance indiquées ci-dessous. Les packs sont conçus pour conserver une température thérapeutique pendant environ 20 minutes.

Temps de chauffage recommandé pour la poche THERA°PEARL Multi-zones: 700W-40 secondes
• 1000W-35 secondes • 1250W-30 secondes.
Attendre au moins 20 minutes entre chaque application. Si nécessaire, réappliquer le pack pendant 20 minutes.

ATTENTION : Toujours vérifier la température du pack avant l'application. Une application prolongée pourrait causer des blessures, notamment des brûlures. Ne pas utiliser sur des nourrissons. Ne pas utiliser si vous avez des problèmes de circulation. Ne pas utiliser de la thermothérapie sur des points de suture ou une plaie ouverte. Ne pas s'endormir pendant l'utilisation du pack. N'utiliser que sous la surveillance d'un adulte.

Pour des douleurs extrêmes, prolongées ou chroniques, consulter un médecin. Utiliser selon le mode d'emploi uniquement. Le chauffage au-delà de la durée suggérée peut endommager ou détruire le pack THERA PEARL. Ne pas perforer le pack ni ingérer le contenu. Utilisation externe uniquement. Consulter le site Internet pour des précautions et des mises en garde supplémentaires:
www.therapearl.com

CONFEZIONE SPORTIVA MULTIZONA THERA°PEARL

MODALITÀ DI UTILIZZO: Terapia del FREDDO: Congelare per almeno 2 ore. **Terapia del CALDO:** Riscaldare nel microonde per il tempo e la potenza indicati sotto. Il cuscinetto è progettato per conservare la temperatura terapeutica per circa 20 minuti.

Tempo di riscaldamento consigliato per THERA°PEARL Multizona: 700W-40 secondi
• 1000W-35 secondi • 1250W-30 secondi.
Attendere almeno 20 minuti prima di riapplicare. Se necessario, applicare nuovamente il cuscinetto per 20 minuti.

ATTENZIONE: controllare sempre la temperatura della confezione prima dell'applicazione.

L'applicazione prolungata potrebbe causare lesioni, incluse ustioni. Non utilizzare su bambini. Non usare in caso di disturbi circolatori. Non utilizzare la terapia del calore su punti di sutura o ferite aperte. Non addormentarsi durante l'utilizzo. Utilizzare solo sotto la supervisione di un adulto. In caso di dolore estremo, prolungato o cronico, contattare un medico. Seguire rigorosamente le indicazioni. Il riscaldamento oltre il tempo suggerito potrebbe danneggiare o distruggere la confezione THERA PEARL. Non perforare la confezione e/o ingerire i contenuti. Esclusivamente per uso esterno. Consultare il sito web per ulteriori precauzioni e avvertenze: www.therapearl.com



EMERGO EUROPE
Prinseweg 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



13142-F02
Made in China

Our pearls are our trademark. Look for the distinctive, ornamental appearance of our pearls as a sign of our quality. Patent(s) and/or design registrations issued or pending. See www.therapearl.com patent for specific details. ©2020 TheraPearl, LLC. All rights reserved.

Les événements graves liés à l'utilisation de ce produit doivent être immédiatement signalés à The Hygienic Corporation et à l'autorité compétente locale.

Eventi gravi verificatisi durante l'utilizzo di questo prodotto devono essere segnalati immediatamente a The Hygienic Corporation e all'autorità competente locale.

Schwerwiegende Ereignisse bei der Verwendung dieses Produkts sollten unverzüglich der Hygienic Corporation und der örtlichen zuständigen Behörde gemeldet werden.

Anwendungsempfehlungen



Empfohlene Erwärmdauer

700 Watt	16 Sekunden
1000 Watt	13 Sekunden
1250 Watt	11 Sekunden

Wärmende Anwendung:

In der Mikrowelle: Im Schutzvlies flach in der Mikrowelle erwärmen (siehe Tabelle). Einzeln erhitzen. Nach der angegebenen Zeit Temperatur prüfen. Gegebenenfalls weitere 5 Sekunden erwärmen, erneut Temperatur prüfen.

Insgesamt nicht länger als 25 Sekunden erwärmen. Die Erwärmung in der Mikrowelle wird durch ein leicht knisterndes Geräusch begleitet, außerdem bläht sich das Kissen auf. Beide Merkmale sind typisch für die 3-in-1 ThermoPerlen.

Im Wasserbad: Bringen Sie einen großen Topf mit ausreichend Wasser zum Kochen und nehmen Sie den Topf anschließend von der Kochstelle. Legen Sie dann erst die ThermoPerlen (ohne Schutzvlies) in das heiße Wasser. Achten Sie darauf, dass die ThermoPerlen stets mit Wasser bedeckt sind und sie nicht mit dem Rand des Topfes in Berührung kommen. Verwenden Sie dafür einen stumpfen, nicht metallischen Gegenstand. Bitte lassen Sie den Topf zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt. Nehmen Sie die ThermoPerlen nach 1–2 Minuten aus dem Topf und überprüfen Sie die Temperatur. Sofern die gewünschte Temperatur noch nicht erreicht ist, legen Sie die ThermoPerlen für eine weitere Minute zurück ins Wasserbad und überprüfen Sie die Temperatur erneut.

Kühlende Anwendung: Legen Sie das Kissen im Schutzvlies für mindestens zwei Stunden in den Kühl- oder Gefrierschrank.

Während Sie gemütlich zu Hause entspannen, können Sie die Perlenkissen zur Erleichterung auch einfach in den Still-BH legen.

Anwendung an einer Milchpumpe: Erwärmen Sie die 3-in-1 ThermoPerlen wie



empfohlen. Das warme Perlenkissen wickeln Sie im Schutzvlies um den Pumpentrichter Ihrer Milchpumpe. Schließen Sie das Kissen mit dem Druckknopf. Das Kissen verbleibt auf dem Trichter während des Pumpvorgangs.


3-in-1 ThermoPerlen sollten nicht länger als zwanzig Minuten auf der Brust oder Milchpumpe angewendet

werden, um Überhitzung oder Verkühlen zu vermeiden.

Das Perlenkissen ist mit einer milden Seife oder Alkohol (z.B. aus der Apotheke) leicht zu reinigen.

Schwerwiegende Ereignisse bei der Verwendung dieses Produkts sollten unverzüglich der Hygienic Corporation und der örtlichen zuständigen Behörde gemeldet werden.

TheraPearl Pals



THERAPEARL

A NEW DEGREE OF RELIEF®
UN NOUVEAU DEGRÉ DE SOULAGEMENT

www.therapearl.ca

Non-Toxic Reusable Non toxique Réutilisable

THERAPEARL combines the healing power of HOT & COLD therapy into one convenient pack. Enjoy extraordinary relief from your everyday aches & pains and feel the optimal therapeutic benefit as our Pearl Technology® conforms to your body.

INTENDED USE: Reusable therapeutic hot & cold pack for use with common aches, pains, swelling and bruising.

COLD THERAPY ~ Freeze for at least 2 hours.

HEAT THERAPY ~ Heat in microwave for specified time. **DIRECTIONS:** THERAPEARL pack should be applied to skin for 20 minutes or as doctor recommended. Remove and wait at least 20 minutes. Reapply pack for 20 minutes, if needed. See full directions on product prior to use and application. Store in freezer or airtight container, out of direct light.

CAUTION: Always test pack temperature prior to application. Prolonged application may cause injury, including burns. Do not use on infants. Do not use if you have poor circulation. Do not use heat therapy on stitches or an open wound. Do not fall asleep using pack. Use only under adult supervision. For extreme, prolonged, or chronic pain, contact a physician. Use only as directed. Heating beyond suggested time may damage or destroy THERAPEARL pack. Do not puncture pack and/or ingest contents. For external use only.

THERAPEARL combine la puissance de la thérapie par le CHALEUR et la FROID dans une seule et pratique compresse. Éprouvez un soulagement extraordinaire pour les douleurs quotidiennes et ressentez les avantages d'une thérapie idéale alors que notre technologie perle se moule à votre corps. **USAGE PRÉVU :** Compresse réutilisable froide et chaude pour soulager des douleurs, enflures et contusions quotidiennes.

THERAPIE PAR LE FROID ~ Congeler pendant au moins 2 heures.

THERAPIE PAR LA CHALEUR ~ Mettre au micro-ondes pendant le temps indiqué. **MODE D'EMPLOI :** L'application des compresses THERAPEARL sur la peau ne doit pas dépasser les 20 minutes, selon la recommandation des médecins. Puis, enlevez la compresse et attendez au moins 20 minutes. Si nécessaire, appliquez encore pendant 20 minutes. Consultez les instructions complètes avant l'usage et l'application.

ATTENTION : Toujours vérifier la température de la trousse avant l'application. Une application prolongée pourrait causer des blessures, notamment des brûlures. Ne pas utiliser sur des nourrissons. Ne pas utiliser en cas de problèmes circulatoires. Ne pas utiliser de la thérapie sur des points de suture ou une plaie ouverte. Ne pas s'endormir pendant l'utilisation de la trousse. N'utiliser que sous la

surveillance d'un adulte. Pour des douleurs extrêmes, prolongées ou chroniques, consulter un médecin. Utiliser selon le mode d'emploi uniquement. Le chauffage au-delà de la durée suggérée peut endommager ou détruire la trousse THERAPEARL. Ne pas perforer la trousse ni en ingérer le contenu. Utilisation externe uniquement.

700 Watts ~ 13 Seconds secondes
1000 Watts ~ 12 Seconds secondes
1250 Watts ~ 10 Seconds secondes

DO NOT USE AS TEETHING RING | NE PAS UTILISER COMME ANNEAU DE DENTITION

TheraPearl®, A New Degree of Relief® and Pearl Technology® trademarks are property of Performance Health and/or its subsidiaries and may be registered in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited. ©2019 Performance Health. All rights reserved.


TheraPearl®, A New Degree of Relief® et Pearl Technology® des marques de commerce sont la propriété de Performance santé et/ou de ses filiales et peuvent être déposées dans les États-Unis et d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. © 2019 performance santé. Tous droits réservés.

Patent Notice: This product and/or packaging may be protected by pending or issued U.S. or foreign intellectual property, including (but not limited to) patents, Industrial Design Registrations, and/or Registered Community Designs. See www.therapearl.com/patent for specific details.

Avis de brevet : Ce produit et/ou emballage beaucoup être protégé par en attente ou émis des États-Unis ou la propriété intellectuelle étranger, y compris (mais non limité à) brevets. Enregistrements de dessins industriels, ou des dessins ou modèles communautaires enregistrés. Voir www.therapearl.com/patent pour plus de détails.

Manufactured by: The Hygenic Corporation • Fabriqué par : The Hygenic Corporation 1245 Home Avenue, Akron, OH 44310, USA 1-877-732-7509 • www.therapearl.ca

Made in China • Fabriqué en Chine P10982 REV0



Serious events experienced from using this product should be reported immediately to The Hygenic Corporation and to the local Competent Authority.